



АВРОРА-ИТ

информационные технологии
в управлении качеством

107076, г. Москва, Богородский вал, д.3, к.101, оф.315

Тел./факс: +7 (495) 988-06-67, тел.: +7 (495) 963-75-82/13

avrora-it@avrora-it.ru, www.avrora-it.ru, www.lab5725.ru

Лицензирование LAB5725X

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.02


Москва
2020 г.

Содержание

Первый запуск.....	5
Локальная лицензия.....	5
Сетевая лицензия.....	6
Запрос файла лицензии	7
Освобождение сетевых подключений.....	8

Первый запуск


Первый запуск приложения «LAB5725» должен выполняться после настройки подключения с помощью «Конфигуратора». При первом запуске лицензионного файла в общем случае ещё нет, поэтому пользователь увидит запрос, подобный показанному на рисунке.



Чтобы сформировать и отослать запрос файла лицензии, щёлкните кнопку «Да». Откроется форма обслуживания лицензий, описанная далее.

Локальная лицензия

Если требуется проверить/запросить лицензию для локальной версии, активизируйте, если она ещё не активизирована, вкладку «Локальная лицензия».



В поле «Используемый файл» выводится текущий файл локальной лицензии, если он найден по требуемому месту расположения:

1. файл «**licence.lic**»;
2. каталог «**C:\Users\Public\Avrora-IT\Lab5725X**».


Если файл лицензии уже получен, но находится в другом каталоге, используйте кнопку поиска справа от поля «Анализируемый файл», чтобы найти его, а затем щёлкните кнопку «Загрузить в качестве локальной лицензии», чтобы переписать его с нужным именем в ука-

занный выше каталог. В полях «**Строка лицензии**», «**Строка аутентификации**» и «**Тип лицензии**» будет показана техническая информация, если файл корректный.

Чтобы узнать, как запросить локальную лицензию, перейдите к разделу «0 Запрос файла лицензии».

Сетевая лицензия

Если требуется проверить/запросить лицензию для серверной версии, активизируйте, если она ещё не активизирована, вкладку «**Серверная лицензия**», а на ней – вкладку «**Поиск/загрузка**».



В поле «**Текущая серверная лицензия в БД**» выводится строка лицензии, загруженная в текущий момент в БД, а поле «**Количество конкурентных подключений**» – максимальное число одновременных подключений к БД согласно данной лицензии.

Если сетевой лицензионный файл уже получен, но ещё не загружен, используйте кнопку поиска справа от поля «**Анализируемый файл**», чтобы найти его, а затем щёлкните кнопку «**Загрузить лицензию из файла в БД**». Кнопка «**Удалить лицензию из БД**» позволяет удалить устаревшую или случайно загруженную некорректную лицензию.

В поля «**Строка лицензии**», «**Тип лицензии**» и «**Количество конкурентных подключений**» в группе «**Выбор лицензии**» выводится техническая информация найденного файла лицензии.

Чтобы узнать, как запросить сетевую лицензию, перейдите к разделу «0 Запрос файла лицензии».

Запрос файла лицензии

Если требуется проверить/запросить лицензию для серверной версии, активизируйте, если она ещё не активизирована, вкладку «Серверная лицензия», а на ней – вкладку «Поиск/загрузка».


Выберите в списке «Тип требуемой лицензии» нужный вариант. В поле «Сгенерированная строка аутентификации» появится соответствующая информация. Заполните обязательные поля «Ваш электронный адрес» и «Ваша компания», после чего щёлкните ссылку «Отправить письмо с запросом лицензии».

Примечание. Если письмо по каким-либо причинам не отправилось, это можно сделать вручную, обязательно поместив в него строку аутентификации.

Поле «Сайт Аврора-ИТ» позволяет подробнее ознакомиться с правилами лицензирования и другой информацией.


Освобождение сетевых подключений

В процессе работы может возникнуть ситуация, когда при запуске нового экземпляра приложения «LAB5725» появляется сообщение



Если имеется подозрение, что одно или несколько конкурентных сетевых подключений оказались занятыми (не освобождёнными) из-за сбоя в сети или по недосмотру другого пользователя, проверить и исправить, при необходимости, ситуацию можно, нажав кнопку «Да».

Откроется диалог лицензирования с активизированной вкладкой «Серверная лицензия»→«Подключения».



На этой вкладке имеются следующие элементы управления:

1. Поле «Свободных подключений» показывает текущее количество не занятых лицензий;
2. Таблица просмотра показывает информацию по текущим подключениям:
 - Поле «Параметр» – шифр подключения в формате «CONN_» + <пользователь> + «_» + <имя ПК>
 - Поле «Значение» – время последней активизации подключения в формате <дата и время> + <время простоя>

3. Ссылка «**Сейчас**» обновляет текущее время в поле справа, а также времена простоя в полях таблицы просмотра подключений.
4. Кнопка «**Удалить выделенное подключение**» – позволяет удалить подключение, освобождая, тем самым, одно конкурентное подключение по лицензии.

ВНИМАНИЕ! Пользоваться этой возможностью можно только в том случае, если точно известно, что удаляемое подключение не используется, то есть оно осталось в БД только из-за боя в сети или по невнимательности пользователя-«хозяина».