



**АВРОРА-ИТ**

информационные технологии  
в управлении качеством

107076, г. Москва, Богородский вал, д.3, к.101, оф.315

Тел./факс: +7 (495) 988-06-67, тел.: +7 (495) 963-75-82/13

avrora-it@avrora-it.ru, www.avrora-it.ru, [www.lab5725.ru](http://www.lab5725.ru)

# Краткое описание установки и настройки Lab5725X.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва  
2023 г.

1. На каждом персональном компьютере (ПК), где будет устанавливаться программа, должны присутствовать:

- "Microsoft Windows" версии XP, Vista, 7, 8, 8.1 или 10.
- "Microsoft .Net Framework" 2.0 или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для Windows 8, 8.1 и 10 должен быть установлен компонент ".NET Framework 3.5".

2. Если предполагается подключение к базе данных "MS SQL", в сети должен быть доступен "MS SQL Server 20nn", где 20nn - одна из следующих версий:

2000/2005/2008/2010/2012/2014/2016.

3. Для установки запустите файл "LAB5725\_Loc.exe".

4. Перед первым запуском настройте подключение к базе данных с помощью конфигуратора:

"Пуск > Все программы > Аврора-ИТ > LAB5725 > Конфигуратор".

Файл описания - "Конфигуратор.pdf":

"Пуск > Все программы > Аврора-ИТ > LAB5725 > Описание Конфигуратора".

5. При первом запуске программы необходимо определить лицензионный файл:  
- запустите программу:

"Пуск > Все программы > Аврора-ИТ > LAB5725 > 5725Local";

- в диалоге предупреждения о неверном файле лицензии щёлкните "Да";
- в открывшемся диалоге "Менеджер лицензий" укажите расположение файла "license.lic" поставки.